

Link do produktu: <https://olenka.net.pl/katarek-complete-zestaw-na-katar-aspirator-sol-fizjologiczna-5-ml-x-10-ampulek-gratis-masc-15g-p-2229.html>



Katarek Complete, zestaw na katar, aspirator + sól fizjologiczna, 5 ml x 10 ampulek + GRATIS Maść 15g

Cena	66,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	1582
Kod EAN	5905279336148
Producent	Katarek

Opis produktu

Opis produktu

Zestaw zawiera:

1. Aspirator do nosa Katarek Complete, 1 sztuka.
2. Sól Fizjologiczna, ampułki, 10x5ml.
- 3, Maść nawilżająca z probiotykiem 15 g

1. Aspirator do nosa Katarek Complete, 1 sztuka:

Aspirator jest urządzeniem do usuwania wydzieliny z nosa dziecka. Aspirator po podłączeniu do odkurzacza szybko i bezpiecznie odciągnie wydzielinę u dziecka od 1 dnia życia.

Zastosowanie

- Do odciągania wydzieliny z nosa. Przy katarze infekcyjnym-wirusowym, bakteryjnym, sezonowym.
- Dla dzieci w wieku 0-6 lat.

Sposób użycia

- Podłącz aspirator do odkurzacza o mocy od 800-1800W.
- Przygotuj jedną ampułkę Katarek fizjologiczny roztwór soli. Weź dziecko na kolana i odchyl mu lekko głowę do tyłu. Wpuść od 1 do 2 kropli roztworu do każdej z dziurek.
- Użyj aspiratora Katarek Plus w celu odciągnięcia wydzieliny (na każdą dziurkę do 5 sekund).
- Po aspiracji ponownie wpuść od 1 do 2 kropli roztworu do każdej z dziurek.
- Aspirator rozłóż na części i umyj pod bieżącą wodą.

Gwarancja

2 lata

Ważne wskazówki

Chronić przed dziećmi.

Ostrzeżenia

- Chorzy na hemofilię powinni skonsultować się z lekarzem.

-
- W przypadku używania produktu u więcej niż jednego dziecka zawsze używaj czystego aspiratora, aby uniknąć możliwych infekcji.

Zawartość opakowania

1 sztuka aspirator z rozkręcaną komorą.
2 sztuki końcówek z identyfikacją „JA&TY”.
1 sztuka szczoteczka z wytrzymałym włosiem.
10 ampułek **soli fizjologicznej**

2. Sól fizjologiczna, ampułki, 10x5ml:

Sól fizjologiczna do użycia wraz z aspiratorem, 10 ampułek soli 0,9%. Sól fizjologiczna może być stosowany u niemowląt i dzieci starszych oraz u osób dorosłych w następujący sposób: do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo przemywanie suchego lub zatkanego nosa, do higieny oczu: poprzez zakraplanie lub przemywanie, do higieny uszu, przemywania ran, inhalacji podczas aerozoloterapii.

Zastosowanie

- Oczyszczanie i nawilżanie błon śluzowych nosa i uszu.
- Dla niemowląt od pierwszego dnia życia, dzieci i dorosłych.

Sposób użycia

Oderwij pojedynczą ampułkę do pakietu, następnie odkręć jej górną część, delikatnie przekręcając główkę ampułki w lewo lub prawo. Przed zastosowaniem upewnij się, czy po usunięciu główki końcówka została gładka bez wystających ostrych zakończeń.

Składniki

Chlorek sodu, woda oczyszczona.

Ważne wskazówki

- Do użytku jednorazowego i indywidualnego.
- Zawartość zużyć od razu po otwarciu. Po użyciu ampułkę należy wyrzucić.
- Nie używać tej samej ampułki do różnych zastosowań.
- Nie używać do iniekcji.
- Nie używać po upływie daty ważności.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia ampułki.
- Chronić przed dziećmi.
- Po napoczęciu ampułki nie można wykorzystać jej zawartości powtórnie – środek nie zawiera substancji konserwujących, w związku z czym powtórne użycie mogłoby grozić podaniem środka zanieczyszczonego.

Zawartość opakowania

10 ampułek